

Genießen Sie die Freiheit

Dieses Material enthält Werbeinformationen
über ein Medizinprodukt.



Mit dem Aerogen Go® Vernebler mit Vibrationsmembran – **einem kompakten, tragbaren und einfach zu bedienenden Vernebler*1** – können Sie Ihr verschriebenes Medikament zur Atemwegsbehandlung vernebeln, wo auch immer Sie der Tag hinführt.



Aerogen GO®

Vernebler mit Vibrationsmembran

Go with confidence

Vorteile des Aerogen Go® Vibrating Mesh Nebulizer für Sie:

Für manche Menschen mit Atemwegserkrankungen kann es hilfreich sein, **einen Vernebler für zu Hause** zu haben.^{†2,3}

Ein **tragbarer*^{†1} Vernebler** kann Ihnen (oder einer von Ihnen betreuten Person) dabei helfen, die Behandlung auch unterwegs fortzusetzen.



Verwendet **Vibrationsmembrantechnologie** zur Verabreichung von Medikamenten bei Atemwegserkrankungen^{§1}

Ein Vernebler, der **schnell, leise im Betrieb und einfach zu bedienen ist*^{†1}**, kann zu einem entspannten Behandlungserlebnis beitragen.

Der Aerogen Go basiert auf der **Erfahrung und Unterstützung** von Aerogen, dem Weltmarktführer im Bereich Medikamentenabgabe in Aerosolform in der Akutversorgung.^{†4}

Der Aerogen Go kann bei Erwachsenen und Kindern (ab 6 Monaten) zum Vernebeln zugelassener Medikamente zur Behandlung der Atemwege verwendet werden.^{§1}



Aerogen GO[®]

Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen – vom **Krankenhaus bis zu Hause**, in der Schule oder unterwegs.^{§1}



Ein Gerät

Ein Vernebler für verschiedene zugelassene Medikamente zur Atemwegsbehandlung.^{§1}



Tragbar

Dieses kleine, leichte und kompakte Handgerät passt problemlos in eine Handtasche, einen Rucksack oder eine Aktentasche.*¹



Einfach zu bedienen

Einfach zusammenzubauen und zu bedienen.* Einfaches und intuitives Ein-Knopf-Design.¹



Einfache Reinigung und Desinfektion

Folgen Sie bei der Reinigung und Desinfizierung den leicht verständlichen Schritten.*¹ Das Gerät muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden.*¹



Leise im Betrieb

Dieser kompakte Vernebler kann diskret verwendet werden.*¹



Schnelle Verabreichung der Medikation

Vernebelt mit einer Rate von 0,7 ml/min.*¹



Batteriebetrieb

Verwenden Sie das Gerät unterwegs mit Batterien oder schließen Sie es mit dem Netzteil an.*¹

Der Aerogen Go verfügt nicht über eine Batterieladefunktion. Vor Verwendung des Netzteils müssen die Batterien aus der Haupteinheit entnommen werden.



Sprechen Sie mit Ihrem Lungenfacharzt, wenn Sie meinen, dass der Aerogen Go für Sie oder eine von Ihnen betreute Person geeignet sein könnte.

Aerogen GO[®]

Weitere Informationen
zum Aerogen Go
finden Sie unter
aerogengo.com



Der Aerogen Go hat die Schutzart IP-55.¹

Kontakt:

E-Mail-Adresse:

Telefon:

Wichtige Produktinformationen

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Aerogen Go Vernebler mit Vibrationsmembran verwenden.

***Lautstärke:** ≤ 50 Dezibel während des Gebrauchs. **Tragbarkeit/Größe:** Abmessungen: 74 mm x 46 mm x 96 mm; Batteriebetrieb möglich; Gewicht ca. 75 g (ohne Batterien). **Benutzerfreundlichkeit:** Zweiteiliges Design für einfache Montage. Kann mit normalen Atemmustern verwendet werden. **Lebensdauer der Batterien:** Batterien: 2 x 1,5 V AA-Alkalibatterien. Die Batteriebetriebsdauer kann je nach Marke oder Batterietyp unterschiedlich sein. Es wird empfohlen, Ersatzbatterien vorrätig zu haben. **IP-55-zertifiziert:** Beständig gegen begrenztes Eindringen von Staub und geschützt gegen Strahlwasser mit niedrigem Druck aus beliebiger Richtung; nicht für das vollständige Eintauchen in Wasser konzipiert. **Reinigung:** Reinigung in 7 Schritten nach jedem Gebrauch und Desinfizierung am Ende jedes Tages. **Schnelle Verabreichung der Behandlung:** Aerosolabgaberate: $0,7 \pm 0,07$ ml/min (2 ml NaF 2,5 %). **Vernebler für die Anwendung zu Hause** können für Personen in Betracht gezogen werden, die trotz entsprechender Schulung Schwierigkeiten mit der Anwendung von Inhalatoren haben, auch bei korrekter Anwendung weiterhin Atembeschwerden haben oder aufgrund bestimmter Erkrankungen regelmäßig vernebelte Medikamente oder Kochsalzlösung benötigen.² ³Der Weltmarktführer im Bereich Medikamentenabgabe in Aerosolform in der Akutversorgung mit globaler Marktpresenz in mehr als 80 Ländern.⁴

¹Der Aerogen Go Vibrating Mesh Nebulizer ist zum Vernebeln zugelassener Medikamente zur Behandlung der Atemwege vorgesehen. Das Vernebelungssystem kann bei Kindern ab 6 Monaten angewendet werden, die eine Inhalationsbehandlung benötigen und spontan atmen können. Kinder und Personen, die Hilfe oder Aufsicht benötigen, müssen bei der Anwendung des Geräts zur Inhalationstherapie ständig von einem Erwachsenen, einer Pflegekraft oder medizinischem Fachpersonal beaufsichtigt werden. Fragen Sie eine medizinische Fachkraft, ob Ihr Vernebler für die von Ihnen benötigte Behandlung geeignet ist. Verwenden Sie den Aerogen Go nicht gemeinsam mit anderen Verneblern. Er ist nur für die Verwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen.¹

Dieses Medizinprodukt ist ein reguliertes Gesundheitsprodukt, das gemäß den geltenden Vorschriften die CE-Kennzeichnung trägt. Hergestellt von HcMed Innovations unter Einhaltung der geltenden Medizinproduktevorschriften. COPD, chronisch obstruktive Lungenerkrankung; NaF, Natriumfluorid.

1. 30-2173 Rev 01 Aerogen Go Gebrauchsanweisung EU. 2. Katiyar SK, et al. Indian J Tuberc. 2022;69:S1-S191. 3. O'Driscoll B, et al. Respir Med.1996;90(9):561-566. 4. Aerogen Archivdaten.

MK-GL-2988-3-DE. Erstellungsdatum: Juli 2026. Copyright © 2026 Aerogen Ltd. Alle Rechte vorbehalten. AerlCU, Aerogen, Aerogen Go, Aerogen Solo, Aerogen Ultra, The Wheezies und Vibronic sind Marken oder eingetragene Marken von Aerogen Ltd. oder ihrer Tochtergesellschaften.



Aerogen[®]